

AKCESORIA DO ORTEZ XTERN



Turbo  **Med**[™]
ORTHOTICS




www.turbomed.pl



+48 514 161 597



kontakt@turbomed.pl



KLIPS MOCUJĄCY DO OBUWIA

Zainstaluj klips do sznurowania w każdym obuwiu, aby szybko i łatwo przenosić ortezę z buta na but.



ZESTAW EXTENSION STOPPER

Zestaw Extension Stopper do ortozy Xtern usztywnia ortezę, dzięki czemu pomaga lepiej kontrolować pracę stopy. To dobre rozwiązanie dla osób, które poza opadającą stopą, mają przeprost kolana, atrofię łydki czy spastyczność.



PASEK STABILIZUJĄCY KOSTKĘ

Dopasowany do każdego rodzaju ortozy Xtern. Dostępny w jednym, uniwersalnym rozmiarze.



DODATKOWA PODUSZKA NA ŁYDKĘ + PASEK NA RZEP

Poduszka pod łydkę i pasek na rzep do ortozy Xtern.



WSPORNIK ORTEZY

Wspornik stwarza lepsze podparcie dla ortozy w butach wąskich, wysokich i na obcasie. Każdy zestaw zawiera 8 wsporników i 8 śrub. Zestaw możesz zamontować na 4 butach.



PRZEDNIA CZĘŚĆ ORTEZY "U" DO MODELU SUMMIT ORAZ CLASSIC