

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR ORTEZY XTERN

Mamy nadzieję, że tak jak większość osób testujących nasze rozwiązanie, również i Ty zdecydujesz się na nową przygodę i powrót do komfortowego życia.

Ortezę testową otrzymujesz na okres minimum 14 dni. Jeżeli potrzebujesz, aby ten okres wydłużyć prosimy o wcześniejszą informację.



Ważne! Jeżeli zdecydujesz się na zakup ortozy, to ortezę testową zachowujesz do momentu otrzymania nowej.

JAK DOPASOWAĆ ORTEZĘ?

Na kolejnej stronie znajduje się schemat jak dopasować i przymierzyć ortezę testową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

✉ kontakt@turbomed.pl

☎ 514 161 597

Po przestaniu zdjęć zapraszamy Cię do zakupu na stronie:

<https://turbomed.pl/sklep/>

Kiedy otrzymasz od nas ortezę docelową, odeślij proszę testową Paczkomatem lub kurierem.
W załączonym opakowaniu znajduje się etykieta, którą wystarczy przykleić na pudełko.



JAK DOPASOWAĆ ORTEZĘ TESTOWĄ?

1 W CELU ODPOWIEDNIEGO DOPASOWANIA ORTEZY REKOMENDUJEMY WYBÓR OBUWIA O PONIŻSZYCH PARAMETRACH

- A Wiele oczek do zamocowania przedniej części ortezy.
- B Najlepiej sprawdzą się buty z szerszą podeszwą, na której oparcie znajdzie tylna część ortezy.
- C Wytrzymała tkanina, stabilne obuwie podtrzymujące stopę.



2 DOSTOSUJ DŁUGOŚĆ DO ROZMIARU BUTA I WYSOKOŚCI ŁYDKI



- 1 Aby przesunąć przednią część, poluzuj śrubę blokującą za pomocą dołączonego klucza imbusowego



- 2 Wspornik ma możliwość regulacji.



- 3 Przy wykorzystaniu załączonego klucza lub śrubokręta odchyl zapadkę w celu właściwego ustawienia wsparcia łydki.



3 PRZYMOCUJ PRZEDNIĄ CZĘŚĆ ORTEZY ZA POMOCĄ TRYTYTEK PRZEZ OCZKA BUTA

Zaciśnij trytytki do maksimum. Solidne przyłączenie przedniej części jest kluczem do maksymalizacji dopasowania ortezy. **NIGDY NIE PRZYCISKAJ SPINACZY WOKÓŁ SZNURÓWEK BUTA.**



4 ZAŁÓŻ BUT Z ORTEZĄ. PRZYMOCUJ PASEK DO ŁYDKI I ROZPOCZNIJ TESTY



CO DALEJ?

Jeżeli decydujesz się na zakup ortezy, prosimy abyś wykonał zdjęcia ortezy jak poniżej i wysłał je do nas drogą mailową na adres: zamowienia@turbomed.pl w tytule wpisując swoje imię i nazwisko.



UWAGA: Docelowa orteza, którą otrzymasz, będzie przycięta dokładnie na wymiar, który nam prześlesz i nie będzie miała możliwości regulacji.

